


Wie mache ich einen Corona-Schnelltest?


1

Das brauchst du:



2

Packe alles aus...



**Päckchen zum Trockenhalten
des Tests**

**....zurück in die Packung,
genauso wie die Verpackung
des Stäbchens.**

**In der Verpackung des Tests
sammeln wir allen Müll.**


**Hier kommt
der Müll rein**

3

Öffne das Röhrchen



- Ziehe den Deckel vom Röhrchen ab und stecke ihn in die Verpackung des Tests. (Müll)
- Stecke das Röhrchen so in die Wäscheklammer, **dass keine Flüssigkeit auslaufen kann.**




4

Ziehe deine Maske unter die Nase...



5

Nimm die Probe...



- Führe das Stäbchen **2-3cm tief** in dein Nasenloch ein. Achtung mit der **Watteseite nach vorn!** Drehe das Stäbchen mindestens **3 x hin und her.**
- Verfahre genauso im anderen Nasenloch!


6

Ziehe deine Maske wieder hoch !



7

Vermische die Probe im Röhrchen...




- Nimm das Röhrchen aus der Wäscheklammer und stecke das Stäbchen hinein.
- „Knete“ das Röhrchen **10 - 15 mal** mit den Fingern. **Drehe** dabei das Stäbchen in der Flüssigkeit **hin und her**.

8


VerschlieÙe das Rhrchen mit dem Stpsel...



Tropfe die Lösung auf den Test...




Tropfe nun **VORSICHTIG**
genau 4 Tropfen in die
runde Öffnung.
Nicht mehr und nicht
weniger!





- Stecke alle benutzten Teile (außer dem Test) in die leere Verpackung des Tests und wirf alles vorne in die **spezielle Mülltüte** (nicht in den normalen Müll!)
- Lege deinen Test vorne am Lehrerpult auf den richtigen Platz auf dem Sitzplan. **Achtung Test oben NICHT berühren, nur am Rand anfassen.**



- **Es dauert 15 min. bis das Ergebnis zu sehen ist. In dieser Zeit beginnt ihr mit dem Unterricht.**
- **Wenn du Fehler in der Durchführung gemacht hast, und dein Test ungültig ist, oder es andere Auffälligkeiten geben sollte, dann informiert dich dein Lehrer.**
- **Die Tests müssen immer Montag und Mittwoch durchgeführt werden.**

